

AM-ORL. MESA AUXILIAR ORL

QUIRÓFANO MATERNAL. CHN-B



SECUENCIA MONTAJE

- 1. Colocar brida B272 en mesa de operaciones**
- 2. Insertar barra cuadrada vertical en brida**
- 3. Insertar escuadra soporte en la barra vertical**
- 4. Introducir la bandeja circular en el riel**

CONTACTO:

Ansabere Surgical, S.L

Polígono Industrial Noain-Esquiros, Calle H – Nave 21 - 31191 Esquiros (Navarra) - SPAIN

Tel. 948 31 15 32 – Fax. 948 12 20 44

[E-mail: ansabere@ansaberesurgical.com](mailto:ansabere@ansaberesurgical.com)

www.ansaberesurgical.com