




TORNILLO SUJECCIÓN HUESOS - BE1000

El tornillo ha sido diseñado para sujetar el hueso para tratarlo en caso de tumoraciones:

- Fabricado en **acero inoxidable**.
- Adaptable a cualquier mesa o tablero.
- Posibilidad de **rotación** para lograr una perfecta colocación del hueso.
- **Esterilizable en autoclave**.
- Tornillo desmontable para su limpieza y esterilización en autoclave
- Ideal para talleres de formación.



Posibilidad de rotación



Tornillo desmontable



UNDS	REF.	DESCRIPCIÓN
1	BE1000	Tornillo sujeción huesos