


# MESA INSTRUMENTAL ORL - AM-ORL



**AM-ORL**

REF	Descripción
AM-ORL	Mesa instrumental para ORL
B272	Brida mesa operaciones cuadrado


- Mesa diseñada para apoyar el soporte de pecho para laringoscopia en lugar de apoyarlo directamente en el paciente
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304
- Regulable en altura, girable y regulable en profundidad para poder ser colocado en cualquier punto
- Incluye brida para ser sujeta a cualquier mesa de operaciones
- No incluye el soporte de pecho para laringoscopia. Se puede servir bajo petición



*Soporte de pecho para laringoscopia*



**B272**



*Mesa desmontada con brida*

